



Auf einen Blick: **HEPACCS** Produktübersicht

HEPACCS Instrument
HEPACCS Instrument mit HF



Artikel-Nr.	95-300 95-300-HF
Gewicht	90 g
Spülung & Absaugung	ja
Lieferumfang	mit separatem Instrumentenkabel (für 95-300) mit separatem HF-Instrumentenkabel (für 95-300-HF)
Aufbereitung	150 Zyklen
HF-Funktion (nur für 95-300-HF)	Internationale 3-Pin-Buchse zum Anschluss eines Anwendungsteils vom Typ CF (nach IEC 60601-1), monopolarer Koagulationssignal mit max. 1,4 kVp
Ultraschall-Generator	SONOCA 300 FL-Version SONOCA 400 FL-Version Software 4.72, 5.72, 5.73

HEPACCS Sonotroden



Artikel-Nr.	617K0014	617K0022	617K0030
Arbeitslänge	48 mm	41 mm	312 mm
Außen Ø Innen Ø	2,2 mm 1,4 mm	3,2 mm 2,2 mm	2,6 mm 1,7 mm
Auslieferungszustand	unsteril	unsteril	unsteril
Aufbereitung	1 Zyklus	1 Zyklus	1 Zyklus

HEPACCS Cover



Artikel-Nr.	610K0114-10	610K0113-10	617K0300-10
Aufbereitung	Einmalprodukt	Einmalprodukt	Einmalprodukt

HEPACCS Drehmomentschlüssel



Artikel-Nr.	616K0009
Aufbereitung	150 Zyklen

HEPACCS Instrumenten-Tray



Artikel-Nr.	616K0200
Aufbereitung	aufbereitbar

HEPACCS Kombischlauch



Artikel-Nr.	700S0318-10
Aufbereitung	Einmalprodukt